



**Ensaio de Proficiência para Determinação de Micotoxinas
11ª Rodada – Aflatoxinas em Milho**

Código do EP MIC 11/19
Revisão 01
Data 03/09/2019

Instruções para Armazenamento e Preparo dos Itens de Ensaio

1. Os saches dos itens de ensaio deverão ser armazenados em *freezer* e no dia anterior à análise devem ser colocados em geladeira;
2. No momento da execução da análise, os itens de ensaio deverão ser retirados da geladeira e deixados em repouso até atingir a temperatura ambiente (entre 20° e 25°C);
3. A massa mínima recomendada para ser analisada é de 5g;
4. A determinação analítica deverá ser realizada utilizando a metodologia de rotina do laboratório;
5. O número de determinações e replicatas a serem efetuadas em uma análise individual da amostra ficam a critério dos procedimentos de cada laboratório.

Os laboratórios deverão fazer os registros das medições no arquivo Excel denominado “Formulário de Registro de Resultados”. O arquivo deverá ser enviado por e-mail à coordenação do EP através do e-mail ensaio.proficiencia@incqs.fiocruz.br em formato do Excel. **Não enviar o mesmo em formato diferente do Excel!**

O INCQS não se responsabilizará por formulários de registro de resultados não recebidos por fatores de ordem técnica dos computadores que impossibilitem a transferência dos dados, falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de transmissão de dados.

Em caso de dúvidas entrar em contato com a coordenação desse EP.