

TABELA DE QUANTIDADE DE AMOSTRA PARA ARTIGOS DE DIÁLISE

AMOSTRAS	DQ	DI	DM	DFT	TOTAL
SOLUÇÃO CONCENTRADA PARA HEMODIÁLISE* ₁	* ₁	-	01frasco	* ₁	01frasco
ÁGUA PARA HEMODIÁLISE – ANÁLISE QUÍMICA* ₂	~200mL	-	-	-	~200mL
ÁGUA PARA HEMODIÁLISE – ANÁLISE MICROBIOLÓGICA* ₃	-	-	~200mL	-	~200mL
ÁGUA PARA HEMODIÁLISE – ANÁLISE QUÍMICA* ₄	-	-	-	~200mL	~200mL

*₁ Amostras de Concentrados Polieletrólitos para Hemodiálise em frascos de volume igual ou superior a 1000mL são encaminhados ao DM que fraciona a amostra para o DQ e DFT, caso estas análises sejam necessárias.

*₂ Amostras de Água para Hemodiálise – Análise microbiológica devem ser encaminhadas em frascos ou embalagens estéreis.

*₃ Amostras de Água para Hemodiálise – Análise toxicológica devem ser encaminhadas em frascos ou embalagens apirrogênicos.

*₄ Amostras de Água para Hemodiálise – Análise química devem ser encaminhadas em frascos ou embalagens contendo solução de ácido nítrico.